

GeneXpert® 系统维护日志

月份和年份:

已执行年度维护:

已执行季度维护:

机构名称

GeneXpert 序列号

- 说明:
1. 在上面的字段中输入您所在机构名称、GeneXpert 序列号、当前月份和年份、上次执行年度维护的日期和上次执行季度维护的日期。
 2. 对于每个列于下方的维护活动，勾选活动执行日期（日/月）下方的方框并在最末行输入您的姓名首字母（最多两个字符）。
 3. 输入数据后保存文件。我们建议每个月保存一个文件以获得完整的活动记录。

每日维护	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
清洁工作区域																															
关闭所有的模块门																															
丢弃用过的样品匣																															
每周维护																															
关闭 GeneXpert 仪器电源																															
关闭 GeneXpert 计算机电源																															
每月维护																															
存档测试 ²																															
清除测试 ²																															
更换风扇过滤器 ¹																															
每季维护																															
清洁柱塞杆和样品匣仓 ¹																															
清洁仪器表面 ¹																															
每年维护																															
检查年度仪器维护 ¹																															
如有必要																															
打印系统日志报告 ¹																															
备份数据库 ²																															
技术员姓名首字母（两个字母）																															

1. 如需详细的程序，请参阅操作员手册第 9 章（维修与维护?）。

2. 如需详细的程序，请参阅操作员手册第 5 章（操作说明）^。

这些是最低的清洁建议。您所在的机构可能需要更频繁地执行维护。

参考：GeneXpert GX Dx Operator Manual (P/N 302-0528-ZH-CN, Rev. B)

