

GeneXpert® Infinity Wartungsprotokoll

Monat und Jahr:

Vierteljährliche Wartung durchgeführt:

Jährliche Wartung durchgeführt:

Name der Einrichtung

Infinity-Seriennummer

- Anweisungen:** 1. Machen Sie in den Feldern oben die folgenden Angaben: Name der Einrichtung, Seriennummer des GeneXpert Infinity, Datum der jährlichen Wartung, Datum der vierteljährlichen Wartung sowie aktueller Monat und aktuelles Jahr.
 2. Kreuzen Sie für jeden der unten aufgeführten Wartungsvorgänge das (die) Kästchen unter dem Tag des Monats an, an dem diese ausgeführt wurden, und tragen Sie in der untersten Zeile Ihre Initialen ein (maximal 2 Zeichen).
 3. Speichern Sie die Datei, nachdem Sie die Daten eingegeben haben. Wir empfehlen, jeden Monat eine Datei abzuspeichern, sodass eine vollständige Aufzeichnung über die Vorgänge vorhanden ist.

Wöchentlich durchzuführende Wartungsaufgaben	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tischplatte des Kiosks, Tastatur und Monitor reinigen ¹																															
Transportband schnellreinigen ¹																															
System herunterfahren ²																															
Monatlich durchzuführende Wartungsaufgaben																															
Rückseitige Gebläsefilter mit dem Staubsauger reinigen ¹																															
Tests archivieren/löschen ^{2,3}																															
Vierteljährlich durchzuführende Wartungsaufgaben																															
Kiosk-Scanner reinigen																															
Transportband reinigen ¹																															
Oberflächen des Instruments reinigen ¹																															
Kartuschenfächer und Kolbenstangen reinigen ¹																															
Gebläsefilter austauschen oder reinigen ¹																															
Jährlich durchzuführende Wartungsaufgaben																															
Kalibrierung des Instruments prüfen ⁴																															
Nach Bedarf																															
Systemprotokoll und Modulberichte ausdrucken ¹																															
Abfallbehälter entleere / austauschen ¹																															
Datenbank sichern ²																															
Oberflächen des Instruments reinigen ¹																															
Batterien von Tastatur und Maus prüfen. Bei Bedarf austauschen ¹																															
Initialen des Technikers (zwei Buchstaben)																															

1. Einzelheiten hierzu sind Kapitel 9 (Wartung und Instandhaltung) des Benutzerhandbuchs zu entnehmen.
2. Einzelheiten hierzu sind Kapitel 5 (Bedienungsanleitung) des Benutzerhandbuchs zu entnehmen.

3. Die Häufigkeit der Datenverwaltung und der Datenspeicherort können vom einzelnen Labor bestimmt werden.
4. Die Kalibrierungsprüfung muss von einem Kundendiensttechniker von Cepheid oder vom Kunden durchgeführt werden.

Dies sind die Mindestempfehlungen für die Reinigung. An Ihrer Einrichtung sind möglicherweise häufigere Wartungsintervalle vorgeschrieben.
 Referenz: GeneXpert Infinity Benutzerhandbuch (Produktnr. 302-8483-DE, Rev. B)

