

Журнал технического обслуживания GeneXpert® Infinity

Год и месяц:

Ежеквартальное обслуживание выполнено:

Ежегодное обслуживание выполнено:

Название организации

Серийный номер Infinity

- Инструкция: 1. В представленных выше полях введите название своего учреждения, серийный номер GeneXpert Infinity, дату последнего выполненного ежегодного обслуживания, дату последнего выполненного ежеквартального обслуживания и текущий месяц и год.
 2. Для операций обслуживания, указанных ниже, установите флажок(-ки) в день месяца, когда эти операции были выполнены, и укажите ваши инициалы (максимум, 2 символа) в нижнем ряду.
 3. Сохраните файл после ввода данных. Для полной регистрации деятельности мы рекомендуем сохранять файл ежемесячно.

Еженедельное обслуживание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Очистить крышку стола терминала, клавиатуру и монитор ¹																															
Выполнить быструю очистку ленты конвейера ¹																															
Завершить работу системы ²																															
Ежемесячное техническое обслуживание																															
Очистить фильтры вентиляторов задней панели при помощи пылесоса ¹																															
Архивировать/удалить анализы ^{2, 3}																															
Ежеквартальное обслуживание																															
Очистить сканер терминала																															
Очистить ленту конвейера ¹																															
Очистить отсеки для картриджей и штоки поршней ¹																															
Очистить поверхности прибора ¹																															
Заменить или очистить фильтры вентиляторов ¹																															
Ежегодное обслуживание																															
Проверить калибровку прибора ⁴																															
По необходимости																															
Распечатать отчет по системному журналу и отчет по модулю ¹																															
Опорожнить/заменить контейнер для отходов ¹																															
Выполнить резервное копирование базы данных ²																															
Очистить поверхности прибора ¹																															
Проверить уровень заряда батарей клавиатуры и мыши. Заменить батареи при необходимости ¹																															
Инициалы технического специалиста (две буквы)																															

1. Для подробного описания процедуры обратитесь к главе 9 (Сервис и техническое обслуживание) руководства оператора.

2. Для подробного описания процедуры обратитесь к главе 5 (Инструкция по эксплуатации) руководства оператора.

3. Частота обслуживания данных и место сохранения данных может определяться лабораторией.

4. Калибровка выполняется инженером по техническому обслуживанию компании Cepheid или клиентом.

ПРИМЕЧАНИЕ: эти рекомендации по чистке являются минимальными. Правила вашего учреждения могут требовать более частого выполнения технического обслуживания.

Справочная литература: руководство оператора системы GeneXpert Infinity (каталожный номер 302-8483-RU, ред. B)



302-8538-RU Rev. B июнь 2023 г.