

## Notas lançamento do SO Cepheid v1.0

Este documento contém novas informações, limitações conhecidas e clarificações não abordadas no *Manual do Utilizador do Sistema GeneXpert® com Ecrã Tátil*.

### Novo software

O SO Cepheid é uma nova versão do software da Cepheid. As características principais incluem:

- **Criar fluxo de trabalho de testes** – O software utiliza um fluxo de trabalho simplificado para a execução de testes e a determinação de resultados de testes.
- **Localização** – O software está disponível nos seguintes idiomas: alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, neerlandês, polaco, português, e sueco.
- **Novo suporte de hardware** – O software é compatível com o novo sistema GeneXpert com ecrã tátil.

### Problemas conhecidos

#### Cuidado:

A Cepheid recomenda que se confirme que os resultados carregados pelo LIS correspondem aos resultados do teste do GeneXpert após qualquer alteração ao sistema do GeneXpert ou do anfitrião, incluindo (mas não se limitando a) alterações a:

- Versão do SO Cepheid
- Versão de definição do ensaio GeneXpert
- Definições de comunicação do anfitrião do GeneXpert
- Alterações ao software ou middleware do anfitrião ou de configuração
- Alterações ao software do LIS ou de configuração

### Problema com Criar teste

Não é possível alterar o pedido do teste no anfitrião depois de selecionar e confirmar o pedido do anfitrião para um teste. Para remediar este problema, sair do fluxo de trabalho Criar teste (Create Test) para voltar a selecionar o pedido do anfitrião.

### Questões gerais

1. Durante a operação de impressão, se o utilizador cancelar a impressão, ou se a impressora não estiver ligada, o utilizador irá receber a mensagem “Impressão foi realizada com êxito” (“Printing was successful”) no SO Cepheid. Antes de realizar a operação de impressão, o utilizador tem de verificar se a impressora está ligada.
2. Se for iniciada uma cópia de segurança da base de dados enquanto os resultados do teste estiverem a ser carregados para um gestor de dados do “point-of-care” (POCDM), pode ser enviado um resultado de teste para o POCDM mais de uma vez.

## Notas lançamento do SO Cepheid v1.0

3. No separador Definições de comunicação com o anfitrião (Host Communication Settings), se for introduzido um número de porta maior do que 2.147.483.647 e o protocolo de comunicação com o anfitrião for alterado, aparece uma caixa de diálogo de erro.
4. O sistema é configurado para abrir ficheiros com um único toque. Um duplo toque num ficheiro (por exemplo, durante a importação do ensaio) pode resultar numa navegação não intencional.
5. Se forem recuperados testes de uma versão anterior do software GeneXpert (GeneXpert Dx 5.3 e inferior) para o SO Cepheid, então as mensagens de erro desses testes não serão traduzidas para o idioma atual selecionado pelo utilizador. As mensagens de erro permanecerão no idioma em que foram originariamente executadas.