

Journal de maintenance GeneXpert® Infinity

Mois et année:

Maintenance trimestrielle effectuée:

Maintenance annuelle effectuée:

Nom de l'établissement

Numéro de série de l'instrument

- Instructions:**
1. Dans les champs ci-dessus, saisir le nom de l'établissement, le numéro de série GeneXpert Infinity, la date à laquelle la maintenance annuelle a été effectuée, la date à laquelle la maintenance trimestrielle a été effectuée, et le mois et l'année en cours.
 2. Pour chaque activité de maintenance indiquée ci-dessous, cocher la ou les cases correspondant au jour du mois où les activités ont été effectuées et inscrire les initiales (2 caractères au maximum) dans la ligne du bas.
 3. Enregistrer le fichier après avoir saisi les données. Nous recommandons d'enregistrer un fichier chaque mois pour disposer d'un dossier complet des activités.

Maintenance hebdomadaire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Nettoyage du dessus de table du kiosque, du clavier et de l'écran ¹																															
Nettoyage rapide de la courroie du tapis roulant ¹																															
Mise à l'arrêt du système ²																															
Maintenance mensuelle																															
Aspiration des filtres de ventilateur à l'arrière ¹																															
Archivage/suppression de tests ^{2,3}																															
Maintenance trimestrielle																															
Nettoyage du lecteur de code-barres du kiosque																															
Nettoyage du tapis roulant ¹																															
Nettoyage des socles de cartouche et des tiges de piston ¹																															
Nettoyage des surfaces de l'instrument ¹																															
Remplacement ou nettoyage des filtres de ventilateur ¹																															
Maintenance annuelle																															
Vérification de l'étalonnage de l'instrument ⁴																															
Selon les besoins																															
Impression des rapports du journal système et des modules ¹																															
Vidange ou remplacement du conteneur à déchets ¹																															
Sauvegarde de la base de données ²																															
Nettoyage des surfaces de l'instrument ¹																															
Contrôler, remplacer les piles du clavier et de la souris ¹																															
Initiales du technicien (deux lettres)																															

1. Consulter le chapitre 9 (Révision et maintenance) dans le manuel d'utilisation pour des détails sur la procédure.
 2. Consulter le chapitre 5 (Consignes d'utilisation) dans le manuel d'utilisation pour des détails sur la procédure.

3. La fréquence de la gestion des données et l'emplacement de l'enregistrement des données peuvent être déterminés par les laboratoires individuels.
 4. La vérification de l'étalonnage doit être réalisée par un technicien d'assistance de Cepheid sur le terrain ou le client.

Ces recommandations sont les recommandations minimales pour le nettoyage. L'établissement en question pourrait exiger que la maintenance soit effectuée sur une base plus fréquente.

Référence: manuel d'utilisation GeneXpert Infinity (réf. 302-8483-FR, Rév. B)