

# GeneXpert® жүйесінің техникалық күтім журналы

Айы мен жылы:

Жыл сайынғы техникалық күтім жасалған кез:

Үш ай сайынғы техникалық күтім жасалған кез:

Мекеме атауы

Infinity жүйесінің сериялық нөмірі

Нұсқаулар: 1. Жоғарыдағы жолдарға мекемеңіздің атауын, GeneXpert Infinity жүйесінің сериялық нөмірін, жыл сайынғы техникалық күтім жасалған күнді, үш ай сайынғы техникалық күтім жасалған күнді және қазіргі ай мен жылды жазыңыз.

2. Төменде берілген техникалық күтім жұмыстарының әрқайсысы бойынша сол жұмыстар атқарылған айдағы жұлдыздың астындағы ұяшыққа (ұяшықтарға) құсбелгі қойып, астындағы жолға өз инициалдарыңызды (ең көбі 2 таңба) жазыңыз.

3. Деректерді енгізіп болған соң, файлды сақтаңыз. Жұмыстардың толық жазбасын жүргізу үшін ай сайын бір файл сақтаған жөн.

Апта сайынғы күтім	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Киоск жұмыс бетін, пернетақтаны және мониторды сүрту <sup>1</sup>																															
Конвейер таспасын жылдам сүрту <sup>1</sup>																															
Жүйені жабу <sup>2</sup>																															
<b>Ай сайынғы күтім</b>																															
Артқы желдеткіш фильтрлерін шаңсорғышпен тазалау <sup>1</sup>																															
Сынақтарды мұрағаттау / өшіру <sup>2,3</sup>																															
<b>Үш ай сайынғы күтім</b>																															
Киоск сканерін сүрту																															
Конвейер таспасын сүрту <sup>1</sup>																															
Картридж бөлімдерін және поршень штоктарын тазалау <sup>1</sup>																															
Құралдың беттерін сүрту <sup>1</sup>																															
Желдеткіш фильтрлерін ауыстыру немесе сүрту <sup>1</sup>																															
<b>Жыл сайынғы күтім</b>																															
Құралдың калибрленгенін тексеру <sup>4</sup>																															
<b>Қажеттілігіне қарай</b>																															
Жүйе журналы мен модуль есептерін басып шығару <sup>1</sup>																															
Қоқыс контейнерін босату / ауыстыру <sup>1</sup>																															
Дереккордың резервтік көшірмесін жасау <sup>2</sup>																															
Құралдың беттерін сүрту <sup>1</sup>																															
Пернетақта мен тінтуірдің батареясын тексеру. Қажетінше ауыстыру <sup>1</sup>																															
Техниктің инициалдары (екі әріп)																															

1. Толық процедураны Оператор нұсқаулығындағы 9-тараудан (Қызмет және техникалық күтім) қараңыз.

2. Толық процедураны Оператор нұсқаулығындағы 5-тараудан (Пайдалану нұсқаулары) қараңыз.

3. Деректерді басқару жиілігі мен деректердің сақталу орнын зертхананың өзі белгілей алады.

4. Калибрлеуді тексеру жұмысын Serheid компаниясының қолданыс жеріндегі сервистік инженері немесе тұтынушы орындайды.

ЕСКЕРТПЕ: Бұлар -- тазалау бойынша минималды ұсыныстар. Мекемеңізде техникалық күтім жұмыстарын бұдан жиі жүргізу талап етілуі мүмкін.

Анықтамалық ақпарат: GeneXpert Infinity операторының нұсқаулығы (бөлшек № 302-8483-КК, В редакциясы)



302-8538-КК Rev. В 2023 жылғы маусым