

# GeneXpert<sup>®</sup> systemvedligeholdelseslog

Måned og år:

Dato for sidste kalibreringskontrol:

Installationsdato:

Institutionens navn

GeneXpert-serienummer

- Vejledning:
1. Angiv navnet på din institution, GeneXpert-serienummer, aktuel måned og år, dato for sidste kalibreringskontrol og installationsdato i felterne ovenfor.
  2. Markér feltet/felterne for hver vedligeholdelsesaktivitet, der er angivet nedenfor, under den dag i måneden, hvor aktiviteterne blev udført, og anfør dine initialer (højest 2 tegn) i den nederste række.
  3. Gem filen efter indtastning af dataene. Vi anbefaler at gemme en fil hver måned for at få en komplet oversigt over aktiviteterne.

Daily Maintenance	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Rengøring af arbejdsområdet																															
Lukning af alle modullåger																															
Bortskaffelse af brugte kassetter																															
<b>Ugentlig vedligeholdelse</b>																															
Lukning GeneXpert-instrument <sup>1</sup> og computeren <sup>1</sup>																															
Rengøring af ventilators forfiltre <sup>1</sup>																															
<b>Månedlig vedligeholdelse</b>																															
Arkivering af tests <sup>2</sup>																															
Udrensning af tests <sup>2</sup>																															
<b>Kvartalsvis vedligeholdelse</b>																															
Rengøring af stempelstang og kassetterum <sup>1</sup>																															
Rengøring af instrumentflader <sup>1</sup>																															
Udskiftning af ventilatorfiltre <sup>1</sup>																															
Udskiftning af ventilators forfiltre <sup>1</sup>																															
<b>Årlig vedligeholdelse</b>																															
Markér årlig instrumentvedligeholdelse																															
<b>Efter behov</b>																															
Udskrivning af systemlograpport <sup>1</sup>																															
Sikkerhedskopiering af database <sup>2</sup>																															
Rengøring af I-CORE med I-CORE-rengøringsbørste <sup>1</sup>																															
Teknikerens initialer (to bogstaver)																															

1. Se den detaljerede procedure i kapitel 9 (Service og vedligeholdelse) i betjeningsvejledningen.

2. Se den detaljerede procedure i kapitel 5 (Brugsanvisning) i betjeningsvejledningen.

Disse anbefalinger er minimum for rengøring. Din institution kan kræve, at der udføres vedligeholdelse hyppigere.