

# Jurnalul de întreținere a sistemului GeneXpert®

Luna și anul:

Data ultimei verificări a calibrării:

Data instalării:

Denumirea instituției

Numărul de serie GeneXpert

## Instrucțiuni:

1. Introduceți în câmpurile de mai sus denumirea instituției dvs., numărul de serie GeneXpert, luna și anul curente, data ultimei verificări a calibrării și data instalării.
2. Pentru fiecare activitate de întreținere enumerată mai jos, bifați caseta (casetele) din ziua lunii în care au fost efectuate activitățile și introduceți inițialele dvs. (maximum 2 caractere) în rândul de jos.
3. Salvați fișierul după introducerea datelor. Vă recomandăm să salvați un fișier în fiecare lună pentru o înregistrare completă a activităților.

Întreținere zilnică	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Curățați zona de lucru																															
Închideți toate ușile modului																															
Eliminați cartușele utilizate																															
<b>Întreținere săptămânală</b>																															
Oprii instrumentul GeneXpert <sup>1</sup> și computerul <sup>1</sup>																															
Curățați prefiltrul ventilatorului <sup>1</sup>																															
<b>Întreținere lunară</b>																															
Arhivați testele <sup>2</sup>																															
Purjați testele <sup>2</sup>																															
Înlocuiți filtrele ventilatorului <sup>1</sup>																															
Înlocuiți prefiltrul ventilatorului <sup>1</sup>																															
<b>Întreținere trimestrială</b>																															
Curățați tija pistonului și compartimentele cartușului <sup>1</sup>																															
Curățați suprafețele instrumentului <sup>1</sup>																															
<b>Întreținere anuală</b>																															
Verificați întreținerea anuală a instrumentului <sup>1</sup>																															
<b>După cum este necesar</b>																															
Imprimați raportul jurnal al sistemului <sup>1</sup>																															
Efectuați o copie de rezervă a bazei de date <sup>2</sup>																															
Curățați I-CORE folosind peria de curățare I-CORE																															
Inițialele tehnicianului (două litere)																															

1. Consultați Capitolul 9 (Service și întreținere) din Manualul de utilizare pentru procedura detaliată.
  2. Consultați Capitolul 5 (Instrucțiuni de utilizare) din Manualul de utilizare pentru procedura detaliată.
- Acestea sunt recomandări minime pentru curățare. Instituția dvs. poate solicita efectuarea mai frecventă a operațiunilor de întreținere.

Referință: Manualul de utilizare GeneXpert GX Dx (303-1548-RO Rev. A)