

GeneXpert[®]-systemets underhållslogg

Månad och år:

Datum för senaste kalibreringskontroll:

Installationsdatum:

Namn på institution

GeneXpert-serienummer

Instruktioner:

1. Ange namnet på din institution, GeneXpert-serienumret, nuvarande månad och år, datum för senaste kalibreringskontroll och installationsdatumet i ovan fält.
2. Markera rutan/rutorna för varje nedan listad underhållsaktivitet på den dagen i den månaden som aktiviteterna utfördes och ange dina initialer (maximalt 2 tecken) på nedersta raden.
3. Spara filen efter datainföringen. Vi rekommenderar att en fil sparas varje månad för en fullständig registrering av aktiviteter.

Dagligt underhåll	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Rengör arbetsområde																															
Stäng alla moduldörrar																															
Kasta bort använda kassetter																															
Veckunderhåll																															
Stäng av GeneXpert-datorn och instrument ¹																															
Rengör fläktens förfilter ¹																															
Månadsunderhåll																															
Arkivera tester ²																															
Avlufta tester ²																															
Kvartalsvis underhåll																															
Rengör kolvstång och kassettrummen ¹																															
Rengör instrumentytor ¹																															
Byt ut fläktfilter ¹																															
Byt ut fläktens förfilter ¹																															
Årligt underhåll																															
Kontrollera årligt instrumentunderhåll ¹																															
Vid behov																															
Skriv ut systemets loggrapport ¹																															
Säkerhetskopia databasen ²																															
Rengör I-CORE med I-CORE rengöringsborste ¹																															
Teknikers initialer (två bokstäver)																															

1. Se Kapitel 9 (Service och underhåll) i användarmanualen för detaljerad metod.

2. Se Kapitel 5 (Användningsinstruktioner) i användarmanualen för detaljerad metod.

Dessa är minimirekommendationer för rengöring. Din institution kan kräva att underhåll utförs på ett mer regelbundet sätt.

Referenser: GeneXpert GX Dx-användarmanual (P/N 302-8378-SV, Rev. C)